

平成22年12月吉日

ユーザー様 各位

株式会社ネグジット総研  
株式会社アドバンスト・メディア

## L y r a 音響学習修正プログラムのインストールのお願い

謹啓 向寒の候、貴社益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃はL y r a (音声認識薬歴作成支援システム)をご愛顧いただき心より御礼申し上げます。

さて、この度L y r aの共同開発元である株式会社アドバンスト・メディア社より音響学習に関するコンピュータプログラムを修正したい旨の申し出がございましたので、ご案内申し上げます。

謹白

### 記

#### 発生現象

特定の環境下において音響学習レベルが126Exまたはある学習レベルに達した際に、突然、認識が低下する現象が発生し得ることが判明致しました。当現象の発生を回避するには、会員用ダウンロードページに掲載致しましたアップデートプログラム（ファイル名：date101220.exe）をインストール頂くことで解決致します。

（使用環境や声質などに依存する問題であり、すべてのユーザー様で常に発生する現象ではございません）

#### 対象製品

「L y r a」全機種

#### 対応方法（操作方法は次ページを参照ください）

- 1 .会員用ダウンロードページに掲載のアップデートプログラム(ファイル名:date101220.exe)をダウンロードしてください。
- 2 .プログラム(ファイル名:date101220.exe)を実行してインストールしてください。
- 3 .音響学習を再度実施してください。

株式会社ネグジット総研は、今後もユーザー様により安心してL y r aをご使用頂けるように努める所存でございます。何卒、今回の音響学習プログラムの修正につきましてご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上

## プログラムの修正方法

1. Lyra 会員用ダウンロードページに掲載のアップデートプログラム(ファイル名: date101220.exe) をダウンロードしてください。



更新日	アップデートプログラム	説明
2010年12月21日	<a href="#">date101220.exe</a>	11月末時点で入手した、730製剤の添付文書情報を追加・変更致しました。 11月中旬、新たに発売(予定品を含む)された19製剤を音声変換辞書に追加致しました。 ※ 音響学習修正プログラムも兼ねております。
2010年11月22日	<a href="#">Update.exe</a>	ソフト起動時の画面表示を微調整するためのプログラムです。

2. プログラム(ファイル名: date101220.exe) を実行してインストールしてください。



『次へ』をクリックします。



数秒で上記の画面が表示されますので、『完了』をクリックします。




『インストール開始』をクリックします。

3. 音響学習を再度実施してください。



AmiVoiceEX を起動します。



「音響学習」ボタンをクリックします。

以上で音響学習プログラムの修正は終わりです。